


VOCO HIGHLIGHTS

Praxis

#2/20
1.10.20 - 31.3.21



DIE VOCO SINGLE DOSE EINFACH. SCHNELL. HYGIENISCH.

Futurabond® U

Dualhärtendes Universal-Adhäsiv

- Ein Bond für alle Fälle – Sie benötigen kein weiteres Adhäsiv
- Self-Etch, Selective-Etch oder Total-Etch – Sie als Anwender haben die freie Wahl
- Herausragende Anwendungsvielfalt – uneingeschränkt kompatibel mit allen licht-, dual- und selbsthärtenden Composites



REF 1571 SingleDose 50 Stk., Zubehör

REF 1572 SingleDose 200 Stk., Zubehör

12%
gespart*

VOCO SingleDose

MEHR SICHERHEIT FÜR SIE, IHR PRAXISTEAM UND IHRE PATIENTEN

Ihre Zahnarztpraxis steht mehr denn je vor der Herausforderung für Sicherheit und Effizienz in der Praxishygiene zu sorgen, um so das Risiko für die Übertragung von Infektionen so weit wie möglich zu minimieren. Exzellente Hygiene wird von Ihrem Praxisteam und den Patienten vorausgesetzt und ist die Visitenkarte Ihrer Praxis.

Mit der richtigen Auswahl von Produkten und Darreichungsformen unterstützen wir Sie dabei, Ihr Hygienemanagement optimal aufzustellen. Mit der VOCO *SingleDose* sind Sie in jeder Hinsicht auf der sicheren Seite!

Wie wir Sie unterstützen:

Die handliche *SingleDose* ermöglicht ein einfaches und schnelles Handling und ist für jeweils eine einzige Anwendung konzipiert – so bekommt jeder Ihrer Patienten sein ganz eigenes Präparat. Drittkontakte und weitere Kontaminationsmöglichkeiten werden so auf einfachem Wege vermieden. VOCO bietet Ihnen eine Vielzahl an Produkten aus verschiedenen Indikationsbereichen in der *SingleDose* an – zum Wohle des Patienten, Zahnarztes und Praxisteams.

Ihre Vorteile mit der VOCO *SingleDose*:



EINFACH.

- ✓ Einfaches Handling
- ✓ Optimal abgestimmte Menge für die Einmalbehandlung – keine Materialverschwendung
- ✓ Vermeidung von Anwendungsfehlern (bspw. Dosierungs- und Mischfehler)
- ✓ Keine zusätzliche Halterung notwendig¹

SCHNELL.

- ✓ Schnell zu applizieren
- ✓ Kürzere Behandlungszeit

HYGIENISCH.

- ✓ Optimaler Schutz für Sie, Ihre Mitarbeiter und Patienten
- ✓ Immer zu 100 % frisches Material
- ✓ Vermeidung von Kreuzkontaminationen, da für jeden Patienten ein neuer Blister bzw. Cap verwendet wird

¹ Caps ausgenommen

FÜLLUNGSMATERIALIEN

x-tra fil®

Lichthärtendes Seitenzahn-Füllungsmaterial

- Für die schnelle und günstige Basisversorgung
- Durchhärtetiefe 4 mm
- Nur 10 Sekunden Aushärtezeit pro Schicht
- Reduzierte Arbeitszeit, speziell in Kombination mit jedem Futurabond-Adhäsiv in *SingleDose*



REF 1740 Spritze 5 g
REF 1741 Caps 20 × 0,25 g

12%
gespart*

REF 1739 Spritze 10 × 5 g

VisCalor® bulk

Thermoviskoses Bulk-Fill Composite

- Durch Erwärmung ist das Material bei der Applikation fließfähig und wird anschließend sofort modellierbar (Thermo-Viscous-Technology)
- Optimales Anfließen an Ränder und unter sich gehende Bereiche – minimiert die Gefahr von Randspaltbildung
- 4 mm Bulk-Fill ohne Überschichten
- Luftblasenfreie Applikation
- Eine universelle und drei ästhetische Farben
- Schlanke Kanüle – ideal für schwer zugängliche Bereiche



50%
gespart*

REF 6062 Set Dispenser Caps 80 × 0,25 g (16 × universal, 16 × A1, 16 × A2, 32 × A3), VisCalor Dispenser

REF 9143 VisCalor Dispenser – Temperiergerät

30%
gespart*

REF 6063 Set Caps Warmer Caps 80 × 0,25 g (16 × universal, 16 × A1, 16 × A2, 32 × A3), Caps Warmer

REF 6065 Caps 16 × 0,25 g universal
REF 6066 Caps 16 × 0,25 g A1
REF 6067 Caps 16 × 0,25 g A2
REF 6068 Caps 16 × 0,25 g A3



Weltweit erstes Composite mit Thermo-Viscous-Technology



Grandio®SO Light Flow

Niedrigviskoses Nano-Hybrid Composite für filigrane Anwendungen

- Niedrigviskos – Ausgezeichnetes Anfließverhalten und damit optimal für schwer zugängliche Bereiche und kleine Kavitäten geeignet
- Extra feine Kanüle – Für präzise und punktgenaue Applikation, überschussfreie Dosierung
- Leistungsstark – Exzellente physikalische Eigenschaften, z. B. Füllstoffgehalt von 76 Gew.-%
- Hohe Ästhetik – 8 Farben für individuelle Anwendungen



entspricht
„4+1“

REF 2585 Set Spritze 5 × 2 g (A1, A2, A3, A3.5, WO), Zubehör

Spritze 2 × 2 g

A1	REF 2586	B1	REF 2590
A2	REF 2587	WO	REF 2591
A3	REF 2588	OA2	REF 2592
A3.5	REF 2589	Inzisal	REF 2593

Kanüle feiner als PA-Sonde!



Admira® Fusion

Universelles Nano-Hybrid-ORMOCER® Füllungsmaterial

- Das weltweit erste rein keramisch basierte Füllungsmaterial
- Mit Abstand niedrigste Polymerisations-schrumpfung (1,25 Vol.-%) und besonders niedriger Schrumpfstress im Vergleich zu allen herkömmlichen Füllungscomposites
- Inert, somit exzellent biokompatibel und extrem farbstabil
- Hervorragendes Handling, einfache Hochglanzpolitur sowie hohe Oberflächenhärte garantieren erstklassige Langzeit-Resultate
- Mit allen konventionellen Bondings kompatibel

Keine klassischen Monomere, keine Restmonomere!



30%
gespart

- REF 2750 Set + Bond
Spritze 5 × 3 g (A2, A3, GA3.25, A3.5, Admira Fusion x-tra), Farbskala + Futurabond U
SingleDose 20 Stk.
- REF 2780 Set + Bond
Caps 75 × 0,2 g (je 15 × A2, A3, GA3.25, A3.5, Admira Fusion x-tra), Farbskala + Futurabond U
SingleDose 20 Stk.

entspricht
„4+1“

- REF 2751 Spritze 5 × 3 g A3
REF 2781 Caps 75 × 0,2 g A3

Admira® Fusion Flow

Fließfähiges, lichthärtendes Nano-Hybrid-ORMOCER® Füllungsmaterial



30%
gespart

- REF 2816 Set Spritze 5 × 2 g (A1, A2, A3, A3.5, W0)
Farbskala, Zubehör

entspricht
„4+1“

- REF 2817 Spritze 5 × 2 g A3

Admira® Fusion x-tra

Nano-Hybrid-ORMOCER® Füllungsmaterial, 4 mm



entspricht
„4+1“

- REF 2808 Spritze 5 × 3 g universal
REF 2815 Caps 75 × 0,2 g universal

Admira® Fusion x-base

Fließfähiges Nano-Hybrid-ORMOCER® Basis-Füllungsmaterial, 4 mm



entspricht
„4+1“

- REF 2836 Spritze 5 × 2 g universal

Ionolux®

Lichthärtendes Glasionomer Füllungsmaterial

- Ästhetisches, schnelles Füllen ohne Konditionieren und Bonden
- Individuelle Verarbeitungszeit – anschließend lichthärten und sofort finieren
- Überlegene physikalische Werte – dauerhaft haltbare und intakte Füllungen



29%
gespart*

- REF 2990 Applikationskapsel 50 Stk.
(10 × A1, 10 × A2, 30 × A3)
+ 20 Stk. A3

27%
gespart*

- REF 2989 Applikationskapsel 150 Stk. A3
+ 50 Stk. A3

ORAL CARE

CleanJoy®

Fluoridhaltige Zahnreinigungs- und Polierpaste in drei Reinigungsstärken

- Standfeste, homogene Konsistenz, spritzt nicht (2.000 - 3.000 U / Min.)
- Ohne Parabene
- In drei Abrasionsstufen erhältlich, dadurch auf die jeweilige Situation individuell abstimmbare
- Ampelkodierung: einfach und unverwechselbar anwendbar



Tube 100 g

	fein	mittel	grob
Minze	REF 2090	REF 2091	REF 2092
Karamell	REF 6090	REF 6091	REF 6092
Kirsche	REF 6098	REF 6099	REF 6100

entspricht
„2+1“

Tube 3 x 100 g mixed (fein, mittel, grob)

Minze	Karamell	Kirsche
REF 2993	REF 2994	REF 2992

28%
gespart*

Tube 4 x 100 g fein

Minze	REF 2089
-------	----------

SingleDose 200 x 2 g

	fein	mittel	grob
Minze	REF 2096	REF 2097	REF 2098
Karamell	REF 6094	REF 6095	REF 6096
Kirsche	REF 6102	REF 6103	REF 6104

VOCO Profluorid® Varnish

Fluoridhaltiger Lack zur Zahndesensibilisierung (5 % NaF)

- Schnelle Desensibilisierung und Fluoridabgabe (5 % NaF \triangleq 22.600 ppm Fluorid)
- Einfaches Auftragen – feuchtigkeitstolerant
- In sechs angenehmen Geschmacksrichtungen erhältlich
- Dünn aufzutragen und dadurch ergiebig
- Ästhetischer, zahnfarbener Lack



SingleDose 50 x 0,40 ml

Melone	Karamell	Kirsche
REF 1269	REF 2226	REF 2227
Minze	Bubble Gum	Cola Lime
REF 2228	REF 2238	REF 2240

26%
gespart*

SingleDose 200 x 0,40 ml

Melone	Karamell	Kirsche
REF 1271	REF 2229	REF 2230
Minze	Bubble Gum	Cola Lime
REF 2231	REF 2239	REF 2241

SingleDose 48 x 0,40 ml

Mixed	REF 2225
-------	----------

Anwendung



BEFESTIGUNG

Provicol® QM Aesthetic

Transluzenter, temporärer Befestigungszement mit Calciumhydroxid, eugenolfrei

- Hoch ästhetisch, dem Zahnschmelz nachempfunden
- Sicherer Halt durch erhöhte Festigkeit
- Präzise Überschussentfernung, da auf den Punkt standfest
- Frei von Kolophonium: reduziertes Allergierpotential



REF 1108 QuickMix Spritze 5 ml, Zubehör

entspricht
„2+1“

REF 1109 Set II QuickMix Spritze 3 x 5 ml (1 x Provicol QM, 1 x Provicol QM Plus, 1 x Provicol QM Aesthetic), Zubehör

ABDRUCK

V-Posil

Präzisionsabformmaterial, VPS

- Sehr hydrophiles A-Silikon für höchste Präzision
- Lange Verarbeitungszeit bei gleichzeitig kurzer Mundverweildauer
- Hohe Reißfähigkeit und hohes Rückstellvermögen bieten Sicherheit bei bzw. nach der Entnahme
- Gute Hydrophilie selbst im abgebundenen Zustand macht das Ausgießen und damit die prothetische Versorgung perfekt



Putty Fast / Heavy Soft Fast / Mono Fast



15%
gespart*

Starter-Set Putty Fast / Light Fast
REF 2991

Putty Fast Kartusche 2 x 380 ml, Zubehör
Light Fast Kartusche 2 x 50 ml, Zubehör

Starter-Set Heavy Soft Fast / Light Fast
REF 2985

Heavy Soft Fast Kartusche 2 x 380 ml, Zubehör
Light Fast Kartusche 2 x 50 ml, Zubehör

Starter-Set Mono Fast / Light Fast
REF 2987

Mono Fast Kartusche 2 x 380 ml, Zubehör
Light Fast Kartusche 2 x 50 ml, Zubehör

15%
gespart*

Starter-Set Putty Fast / Light Fast
REF 2984

Putty Fast Dose 2 x 450 ml, Zubehör
Light Fast Kartusche 2 x 50 ml, Zubehör

*gegenüber Einzelkauf

Ihre Bestellung

Zur Bestellung der gezeigten VOCO Highlights sprechen Sie bitte Ihr Dentaldepot oder Ihren VOCO-Außendienstmitarbeiter an. Angebote sind nur gültig bei teilnehmenden Handelspartnern. Sonderpreise Ihres Depots werden in jedem Fall berücksichtigt.

VOCO-Kundenservice

Freecall: 00 800 44 444 555

Fax: +49 (0) 4721-719-2931 · E-Mail: service@voco.de

Dieser Prospekt wurde überreicht durch:

VC-84 002200 DE 0920