



## Ihre Formel für Qualitätsprothesen

### Highlight 1: V-Print dentbase

Lichthärtender Kunststoff zur generativen Fertigung von Prothesenbasen für die abnehmbare Prothetik

- Präzise, passgenau & schnell reproduzierbar – für hohen und langen Tragekomfort
- Zeitersparnis beim Polieren – dank gedruckter Oberfläche
- Universell – mit handelsüblichen Kunststoffen und Composites kompatibel

V-Print dentbase (385 nm / 405 nm)  
Flasche 1000 g pink REF 6048

NEU




### Highlight 2: CediTEC®

Befestigungssystem für Prothesenzähne in Prothesenbasen

- Punktgenaue & sparsame Applikation – direkt aus der Mischkanüle
- Saubere & wirtschaftliche Dosierung – dank praktischer Kartusche

Set Kartusche 80 g CediTEC Adhesive,  
Flasche 4 ml CediTEC Primer,  
Zubehör REF 6082

NEU



### Highlight 3: CediTEC® DT

CAD / CAM Composite für Prothesenzähne

- Individuell, hochwertig & ästhetisch – für das perfekte Ergebnis
- Kompatibel mit allen handelsüblichen Composites – für weitere Individualisierungen
- Zeit- & kosteneffizient – jederzeit und schnell reproduzierbar

Disc 1 × 20 mm ø 98 mm

A1 REF 6085    A3 REF 6087  
A2 REF 6086    BL REF 6088

NEU



CediTEC® –  
Die CAD / CAM-Lösung für  
permanente Prothesen



# Highlight 4: V-Print®

## Material für 3D-Druck

- **Sofort ohne aufschütteln einsetzbar** – V-Print's sind sedimentationsstabil
- **Sichere Entnahme von der Bauplattform** – Hohe Grünfestigkeit
- **Schnell und kosteneffizient** – Nachbelichtung ohne Schutzgas
- **Sicher für Anwender und Patienten** – Dank biokompatibler Medizinprodukte



**4+1\***

Beim Kauf von 4 Flaschen erhalten Sie eine weitere gratis dazu



Drucker- und Materialkompatibilitäten											
VOCO / W2P	SolFlex 170 / 350 / 650	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Asiga	Asiga Max UV	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rapid Shape	D20 II / D30 II / D40 II / D20+ / D30+	✓	✓	✓							
Straumann	P20 / P30 / P40 / P20+ / P30+	✓	✓	✓							
Dentalwings	D20 II / D30 II / D40 II / D20+ / D30+	✓	✓	✓							



**V-Print model**  
Gesamtes Modellspektrum der Zahntechnik

Flasche 1000 g beige  
REF 6042



**V-Print splint**  
Therapeutische Schienen, Hilfs- und Funktionsteile die Diagnose betreffend, Bleaching-Schienen (Home-Bleaching)

Flasche 1000 g clear  
REF 6044 MP IIa



**V-Print SG**  
Dentale Bohrschablonen

Flasche 1000 g clear  
REF 6043 MP IIa



**V-Print cast**  
Rückstandslos verbrennbare Objekte für Gießprozesse und Presskeramik

Flasche 1000 g blue  
REF 6045




**V-Print Try-In**  
Einprobekörper für die Prothetik

Flasche 1000 g beige  
REF 6049 MP I



**V-Print dentbase**  
Prothesenbasen für die abnehmbare Prothetik

Flasche 1000 g pink  
REF 6048 MP IIa



**V-Print tray**  
Individuelle Löffel, Basisplatten und Bissregistrare

Flasche 1000 g blue  
REF 6047 MP I

**NEU**



**V-Print model fast**  
Schnelldruckbare Modelle, speziell für die dentale Tiefziehtechnik

Flasche 1000 g blue  
REF 6125

## Highlight 5: Grandio® blocs · Grandio® disc

Nanokeramisches Hybrid-CAD / CAM-Material

- Zur Herstellung von definitiven Kronen, Inlays, Onlays, Veneers und implantatgetragenen Kronen
- Höchster Füllstoffgehalt (86 Gew.-%)
- Kein Brennen erforderlich

### Grandio blocs

5 × Gr. 12

(REF siehe Tabelle unten)

5 × Gr. 14L

(REF siehe Tabelle unten)

**Set Blöcke** 2 × Gr. 12 (A2 LT, A3 HT), 3 × Gr. 14L (A3 LT, A3 HT, A3.5 LT), Bifix QM QuickMix Spritze 10 g universal, Futurabond U SingleDose 5 Stk., Ceramic Bond Flasche 5 ml, Dimanto Set, Zubehör

REF 6000

**25%  
gespart**



### Grandio disc

1 × 15 mm (ø 98 mm)

(REF siehe Tabelle unten)



Die Liste der Geräte wird ständig erweitert und ist zu finden unter [www.voco.dental/devicesgrandio](http://www.voco.dental/devicesgrandio)

Farbe	A1 LT	A2 LT	A3 LT	A3.5 LT	B1 LT	C2 LT	BL LT	A1 HT	A2 HT	A3 HT	A3.5 HT	Mixed
Blocks 12	6003	6004	6005	6006	6007	6008	6009	6012	6013	6014	6015	6033
Blocks 14L	6018	6019	6020	6021	6022	6023	6024	6027	6028	6029	6030	6034
Disc 15 mm	6050	6051	6052	6053	6054	6055	6056	6057	6058	6059	6060	-

## Highlight 6: Structur CAD

CAD / CAM Composite für temporäre Versorgungen

- Schnelle und effiziente CAD / CAM Herstellung von passgenauen temporären Restaurationen
- Höchste Qualität und Ästhetik für eine lange, sichere Tragedauer – besonders geeignet für Langzeit-Provisorien und semi-permanente Restaurationen
- Exzellente Kantenstabilität
- Müheloses Polieren und Individualisieren – intra- und extraoral

**Blocks** 5 × Gr. 40L

A1 REF 6076  
A2 REF 6077  
A3 REF 6078

**Disc** 1 × 20 mm (ø 98 mm)

A1 REF 6071  
A2 REF 6072  
A3 REF 6073



Die neueste Generation  
temporärer Restaurationen

## Highlight 7: Individo® Lux

**Vorgeformte, individuelle Abformplatten, lichthärtend**

- In blau-transparenter und blau-opaker Farbe
- Ermöglicht genaues und materialsparendes Arbeiten
- Stabile und bruchfeste Löffel
- Angenehmes Pfefferminzaroma
- Nicht klebrige Konsistenz

Beim Kauf von  
**4 Packungen erhalten  
Sie eine weitere gratis  
dazu**

Oberkiefer 50 Stk. blau-opak REF 2402  
 Unterkiefer 50 Stk. blau-opak REF 2403  
 Oberkiefer 50 Stk. blau-transparent REF 2408  
 Unterkiefer 50 Stk. blau-transparent REF 2409

**4+1\***



## Highlight 8: Profibase

**Vorgeformte, rosa-transparente Abformlöffel / Basisplatten, lichthärtend**

- Zahnfleischähnliche Farbgebung
- Dauerhafte Stabilität und Druckfestigkeit
- Angenehmes Pfefferminzaroma
- Nicht klebrige Konsistenz

Beim Kauf von  
**4 Packungen erhalten  
Sie eine weitere gratis  
dazu**

Oberkiefer 50 Stk. REF 2112  
 Unterkiefer 50 Stk. REF 2113

**4+1\***



## Highlight 9: Traypurol® tabs

**Aktiv-Tabs zur Reinigung von Abformlöffeln und Instrumenten**

- Löst Alginate und Zemente innerhalb kürzester Zeit
- Kein umständliches Umrühren – die Tabs lösen sich selbständig in Wasser auf
- Materialschonend, für alle nicht rostenden Metalle (auch Aluminium) und Kunststoffe geeignet

Traypurol Tabs 50 Stk. REF 2355

**4+1\***

Beim Kauf von  
**4 Packungen erhalten  
Sie eine weitere gratis  
dazu**



## Highlight 10: Traypurol®

**Wirkstoffkonzentrat zur Reinigung von Abdrucklöffeln und Instrumenten**

- Löst Reste von Alginaten, Glasionomer-, Carboxylat-, Phosphat- und Zinkoxyd-Eugenol-Zementen
- Reinigt Löffel und Instrumente zuverlässig über Nacht
- Biologisch abbaubar und materialschonend

Flasche 1 l REF 2289  
 Kanister 5 l REF 2290

**14%  
gespart**



\*Nach Bestellung und Lieferung von vier Packungen durch das von Ihnen gewählte Depot erhalten Sie eine weitere Packung direkt von VOCO als Rabatt geliefert. Gilt nur für gewerbliche Labore.

### IHRE BESTELLUNG

Zur Bestellung der gezeigten VOCO Highlights sprechen Sie bitte Ihr Dentaldepot oder Ihren VOCO-Außendienstmitarbeiter an. Angebote sind nur gültig bei teilnehmenden Handelspartnern. Sonderpreise Ihres Depots werden in jedem Fall berücksichtigt.

### VOCO-KUNDENSERVICE

Freecall: 00 800 44 444 555 · Fax: +49 (0) 4721-719-2931  
 E-Mail: [service@voco.de](mailto:service@voco.de)

**DIESER PROSPEKT WURDE ÜBERREICHT DURCH:**