

VITA HANDELSINFORMATION 11/19

NEUE Presskeramik im VITA Portfolio
VITA AMBRIA[®] PRESS SOLUTIONS

VITA AMBRIA®

DIE ERSTE PRESSKERAMIK MIT
VITA FARBMATCH-FORMEL!

VITA AMBRIA®

Brillante, farbtreue Pressergebnisse. Jederzeit.



Was?



Wofür?



Womit?

VITA AMBRIA ist ein zirkondioxidverstärktes Lithiumdisilikat-Presskeramiksystem für hochästhetische und beständige Ergebnisse bei gleichzeitig effizienter Verarbeitung.

Zur Herstellung von grazilen Rekonstruktionen wie Veneers, Inlays/Onlays sowie hochästhetischen Voll-/Teilkronen und dreigliedrigen Brücken bis zum 2. Prämolaren.

Das Presskeramiksystem umfasst Presskeramikrohlinge in zwei Transluzenzstufen (T/HT) und zwei Größen (S, L), Muffelsystem, Einbettmasse und Flüssigkeit sowie Pressstempel.

Ihre Vorteile

- **Brillant**
Brillantes, facettenreiches Farb- und Lichtspiel nachbilden dank Werkstoff mit naturnaher Transluzenz, Opaleszenz und Fluoreszenz
- **Farbtreu**
Zahnfarben verlässlich reproduzieren dank Pressrohlingen mit sehr guter Farbtreue sowie ideal abgestimmten Systemkomponenten
- **Effizient**
Effizient passgenaue Pressergebnisse erzielen durch minimierte Reaktionsschicht, da Werkstoff und Einbettmasse ideal abgestimmt sind
- **Beständig**
Hochbeständige Versorgungungen herstellen dank zirkondioxidverstärkter Lithiumdisilikatkeramik mit sehr hoher Festigkeit (> 500 MPa)

Zielgruppe

Gewerbliches Labor, Praxislabor

Verfügbarkeit

07.01.2020




VITA AMBRIA®

DIE ERSTE PRESSKERAMIK MIT VITA FARBMATCH-FORMEL!

System und Komponenten



Für die stets effizient-verlässliche Verarbeitung gibt es vom Einbetten über das Pressen bis zum Verblenden für jeden Schritt ideal abgestimmte VITA Press- und Systemkomponenten.



Indikationsübersicht

Transluzenzstufe	Verarbeitungstechnik		Indikationen										
	Maitechnik	Verblendechnik/ Teilverblendung	Okklusal Veneer*	Veneer	Inlay	Onlay	Teilkrone	Frontzahnkrone	Seitenzahnkrone	Brücke Frontzahnbereich	Brücke Prämolarenbereich	Abutment (Mesc-Struktur)	Abutment-Krone
T Translucent	●	●	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●
HT High Translucent	●	○	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○

● empfohlen ○ möglich

*) Bei okklusalen Veneers (Table Tops) darf die Teilverblendung nicht angewendet werden

VITA AMBRIA®

DIE ERSTE PRESSKERAMIK MIT
VITA FARBMATCH-FORMEL!

Print-/Digitale Medien

**VITA AMBRIA® Konzeptprospekt**

(Art.-Nr.: 10610D)

Verfügbarkeit:


- **PDF-Datei:** sofort
Download möglich unter: Landingpage VITA AMBRIA und im Downloadcenter
- **Print Exemplare:** lieferbar ab: 46. KW

**VITA AMBRIA® Gebrauchsanweisung**

(Art.-Nr.: 10611D)

Verfügbarkeit:

- **PDF-Datei:** 51. KW
Download möglich unter: Landingpage VITA AMBRIA und im Downloadcenter
- **Print Exemplare:** lieferbar ab: 2. KW 2020

**VITA AMBRIA® Technisch-Wissenschaftliche Dokumentation
(Kurzversion)**

(Art.-Nr.: 10624D)

Verfügbarkeit:

- **PDF-Datei:** sofort
Download möglich unter: Landingpage VITA AMBRIA und im Downloadcenter

**Bestellformular VITA AMBRIA®**

(Art.-Nr.: 10630M)

Verfügbarkeit:

- **PDF-Datei:** sofort
Download möglich unter: Landingpage VITA AMBRIA und im Downloadcenter

Bilddaten



Produktbilder finden Sie zum Download in der VITA Mediendatenbank über nachfolgende Direktverlinkung:

<https://mam.vita-zahnfabrik.com/Media-Collection/ODQO>

oder Ihrem MyVITA Account in der Rubrik „Meine Downloads“

Sammelkorbtitel: **11.19 VITA AMBRIA**

VITA AMBRIA® DIE ERSTE PRESSKERAMIK MIT VITA FARBMATCH-FORMEL!

Website



Die **VITA AMBRIA®** Website finden Sie auf der VITA Homepage unter nachfolgendem Link:
<https://www.vita-zahnfabrik.com/AMBRIA>

Pressemitteilungen



NEU! Zwei Varianten!

Wählen Sie zwischen der provokanten oder der ausdrucksstarken Variante.



VITA AMBRIA: die erste Presskeramik mit VITA Farbmatach-Formel!

Download unter nachfolgendem Link:
https://www.vita-zahnfabrik.com/PR_AMBRIA_1
 (In den Sprachvarianten deutsch, englisch, französisch, italienisch und spanisch)



VITA AMBRIA: die erste Presskeramik mit VITA Farbmatach-Formel

Download unter nachfolgendem Link:
https://www.vita-zahnfabrik.com/PR_AMBRIA_2
 (In den Sprachvarianten deutsch, französisch, italienisch und spanisch)

Social Media



Folgen Sie und Ihre Kunden auf Facebook dem **VITA Zahnfabrik – Team DACH** und erfahren Sie News zu unseren Neuprodukten, Angeboten und vieles mehr!
https://www.facebook.com/groups/814470338905267/?source_id=437740092911761
 Wir freuen uns auf den Austausch!



VITA AMBRIA®

EINZELARTIKEL

TRANSLUCENT (T):

Die T-Pellets sind aufgrund ihrer geringeren Transluzenz und ihrer Einstellung auf die jeweilige Dentinfarbe insbesondere für die Herstellung von Kronen und 3-gliedrigen Brücken mittels Verblend- oder Maltechnik geeignet.

VITA classical A1-D4®

TRANSLUCENT (T) SIZE S

Art.-Nr.	Bezeichnung
LAM030S0365	VITA AMBRIA®, A1-T, S, 5 pcs.
LAM030S0375	VITA AMBRIA®, A2-T, S, 5 pcs.
LAM030S0385	VITA AMBRIA®, A3-T, S, 5 pcs.
LAM030S0415	VITA AMBRIA®, B1-T, S, 5 pcs.
LAM030S0425	VITA AMBRIA®, B2-T, S, 5 pcs.
LAM030S0465	VITA AMBRIA®, C2-T, S, 5 pcs.
LAM030S0495	VITA AMBRIA®, D2-T, S, 5 pcs.

TRANSLUCENT (T) SIZE L

Art.-Nr.	Bezeichnung
LAM030L0363	VITA AMBRIA®, A1-T, L, 3 pcs.
LAM030L0373	VITA AMBRIA®, A2-T, L, 3 pcs.
LAM030L0383	VITA AMBRIA®, A3-T, L, 3 pcs.
LAM030L0413	VITA AMBRIA®, B1-T, L, 3 pcs.
LAM030L0423	VITA AMBRIA®, B2-T, L, 3 pcs.
LAM030L0463	VITA AMBRIA®, C2-T, L, 3 pcs.
LAM030L0493	VITA AMBRIA®, D2-T, L, 3 pcs.

Bleached Shades VITA SYSTEM 3D-MASTER®

TRANSLUCENT (T) SIZE S

Art.-Nr.	Bezeichnung
LAM030S0025	VITA AMBRIA®, 0M1-T, S, 5 pcs.
LAM030S0045	VITA AMBRIA®, 0M3-T, S, 5 pcs.

TRANSLUCENT (T) SIZE L

Art.-Nr.	Bezeichnung
LAM030L0023	VITA AMBRIA®, 0M1-T, L, 3 pcs.
LAM030L0043	VITA AMBRIA®, 0M3-T, L, 3 pcs.

VITA AMBRIA®

EINZELARTIKEL

HIGH TRANSLUCENT (HT):

Die HT-Pellets sind dank ihrer höheren Transluzenz und einer Farbgebung, die einer Dentin-/Schneide-Mischung entspricht, insbesondere für die Herstellung von Inlays, Onlays, Veneers sowie Teilkronen geeignet.

VITA classical A1-D4®

HIGH TRANSLUCENT (HT) SIZE S

Art.-Nr.	Bezeichnung
LAM040S0365	VITA AMBRIA®, A1-HT, S, 5 pcs.
LAM040S0375	VITA AMBRIA®, A2-HT, S, 5 pcs.
LAM040S0385	VITA AMBRIA®, A3-HT, S, 5 pcs.
LAM040S0415	VITA AMBRIA®, B1-HT, S, 5 pcs.
LAM040S0425	VITA AMBRIA®, B2-HT, S, 5 pcs.
LAM040S0465	VITA AMBRIA®, C2-HT, S, 5 pcs.
LAM040S0495	VITA AMBRIA®, D2-HT, S, 5 pcs.

HIGH TRANSLUCENT (HT) SIZE L

Art.-Nr.	Bezeichnung
LAM040L0363	VITA AMBRIA®, A1-HT, L, 3 pcs.
LAM040L0373	VITA AMBRIA®, A2-HT, L, 3 pcs.
LAM040L0383	VITA AMBRIA®, A3-HT, L, 3 pcs.
LAM040L0413	VITA AMBRIA®, B1-HT, L, 3 pcs.
LAM040L0423	VITA AMBRIA®, B2-HT, L, 3 pcs.
LAM040L0463	VITA AMBRIA®, C2-HT, L, 3 pcs.
LAM040L0493	VITA AMBRIA®, D2-HT, L, 3 pcs.

Bleached Shades VITA SYSTEM 3D-MASTER®

HIGH TRANSLUCENT (HT) SIZE S

Art.-Nr.	Bezeichnung
LAM040L0023	VITA AMBRIA®, 0M1-HT, S, 5 pcs.
LAM040L0043	VITA AMBRIA®, 0M3-HT, S, 5 pcs.

HIGH TRANSLUCENT (HT) SIZE L

Art.-Nr.	Bezeichnung
LAM040S0025	VITA AMBRIA®, 0M1-HT, L, 3 pcs.
LAM040S0045	VITA AMBRIA®, 0M3-HT, L, 3 pcs.

VITA AMBRIA®

FLÜSSIGKEITEN & ZUBEHÖR

VITA AMBRIA® Einbettmassensystem INVEST P+F

Ideal auf VITA AMBRIA Pressrohlinge abgestimmte, phosphatgebundene und speedfähige Einbettmasse mit Flüssigkeit für eine exakte Expansionssteuerung und Fließfähigkeit.

Art.-Nr.	Bezeichnung
LAMIP10050	VITA AMBRIA® INVEST P (Einbettmasse Pulver), 50 x 100 g
LAMIF1000	VITA AMBRIA® INVEST F (Einbettmasse Flüssigkeit), 1000 ml

VITA AMBRIA® MUFFEL SYSTEM

Transparenter, konusförmiger Muffelring und -basis für ein einfaches Platzieren und leichtes Entformen der Objekte; für alle gängigen Presseinheiten geeignet. Erhältlich als 100 g- und 200 g-Muffelsystem.

Art.-Nr.	Bezeichnung
LAMMS100	VITA AMBRIA® MUFFEL SYSTEM 2-teilig (Muffelbasis und Muffelformer), 100 g
LAMMS200	VITA AMBRIA® MUFFEL SYSTEM 2-teilig (Muffelbasis und Muffelformer), 200 g

VITA AMBRIA® PRESSSTEMPEL

Einwegpressstempel für ein einfaches Handling, ohne zeitraubendes Abstrahlen und Vorwärmen.

Art.-Nr.	Bezeichnung
LAMP1350	VITA AMBRIA® PLUNGER Einweg-Pressstempel Ø 13 mm, 50 Stück

VITA AMBRIA®

SORTIMENTE

VITA AMBRIA® STARTER KIT VITA classical A1-D4®

Für den ersten Einstieg

Art.-Nr. LAMSKC

Anzahl	Inhalt	Material
1		VITA AMBRIA®, A2-T, S, 5 pcs.
1		VITA AMBRIA®, A3-T, S, 5 pcs.
4	100 g	VITA AMBRIA INVEST P
1	100 ml	VITA AMBRIA INVEST F
4		VITA AMBRIA PLUNGER
1	100 g	VITA AMBRIA MUFFEL SYSTEM
1	12 g	VITA LUMEX AC, ENAMEL light
1	12 g	VITA LUMEX AC, ENAMEL fog
1	50 ml	VITA LUMEX AC MODELLING LIQUID
1	5 g	VITA AKZENT Plus GLAZE LT Powder
1	20 ml	VITA AKZENT Plus POWDER FLUID
1		Wabenbrennuntersatz W für Kronen und Brücken
1		Platinstift für Wabenbrennuntersatz W, 2 Stück
1		Wattebrenngutträger, 2 Stück

DIE ERSTE PRESSKERAMIK MIT VITA FARBMATCH-FORMEL!



#VITAAMBRIA